

Aspirador para mocos 40ml

Características

- El aspirador mucoso es utilizado por usuarios profesionales generalmente para tomar muestras mucosas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio.
- El aspirador de mucosas es un dispositivo estéril y desechable de uso transitorio.
- Está destinado a un solo uso.
- El aspirador mucoso se fabrica en: 15 ml, 25 ml, 40 ml y 100 ml.

El aspirador de mucosidad de la marca Medbar consta de:

- una cámara,
- Un límite de doble entrada,
- Una gorra sin entrada,
- Una tapa en el conector,
- Un conector cónico,
- Manguera de dos conexiones.



Esterilización:

- El aspirador de mucosas está esterilizado con óxido de etileno.
- Validado para la norma ISO 11135.

Calidad

- Marcado CE de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/ .
- Fabricado bajo la norma ISO 13485 Sistema de Gestión de Calidad.
- Organismo Notificado: UDEM Ltda. AŞ. (2292)
- Certificación CE No: M.2016.106.7000
- Código GMDN: 43947