

Boquilla para endoscopia



Diseñado para la protección y la comodidad.

- Utilizados en procedimientos de endoscopia superior, las boquillas para endoscopia Scope Saber® protegen tanto los delicados endoscopios como los dientes de los pacientes de daños costosos. La correa tratada y el aroma de vainilla brindan la máxima comodidad al paciente.
- Son desechables y sin látex, y vienen en tamaños para adultos (60Fr) y pediátricos (42Fr).
- No estéril.

Código	100429
Dimensiones	14mm x 20mm 42FR
Color	Purpura