


Surgidyne®

Kit Drenaje Plano tipo Jackson Pratt con Trocar y Reservorio de 100ml.

Características

- Medidas: 3x7 mm / 4x10mm.
- Destinado al drenaje por succión de heridas cerradas.
- El kit incluye bulbo de 100ml, trocar y drenaje tipo Jackson Pratt.
- Los drenajes son radiopacos.
- No contiene látex.
- Estéril.



Drenaje Redondo Acanalado tipo Blake con Trocar.

Características

- Destinado al drenaje por succión de heridas cerradas
- Medidas: 10fr / 15fr / 19fr
- Diseñado para proporcionar un drenaje superior y una mayor comodidad para el paciente
- El diseño acanalado minimiza la posibilidad de crecimiento de tejido
- Los índices de flujo superiores brindan un drenaje mejorado, lo que reduce la posibilidad de formación de seroma
- Los drenajes cuentan con línea radio opaca
- Estéril
- Silicón
- No contiene látex

