

## Electrodo de Espuma

Electrodo para el monitoreo general del paciente. Solución de monitoreo con desempeño calidad.

Características:

Se puede utilizar en Resonancia Magnética.

### Características

- Aplicación: Monitoreo General del Paciente
- Código: Z35-50.
- Forma: Cuadrado.
- Tamaño (pulgadas): 1.57 x 1.38
- Tamaño (mm): 40 x 35 mm
- Material del electrodo: Espuma de polietileno.
- Tipo de gel: Gel conductor sólido.
- MRI condicional: No
- Presentación: Bolsa con 50 electrodos.



de

