

Electrodo de Espuma Z05MTRT-50

Electrodo para el monitoreo general del paciente. Solución de monitoreo con desempeño de calidad.

Características:

Se puede utilizar en Resonancia Magnética.



Características

- Aplicación: Monitoreo General del Paciente
- Forma: Cuadrado.
- Tamaño (mm): 40 x 36 mm
- Material del electrodo: Cinta de poliolefina.
- Tipo de gel: Gel conductor sólido.
- MRI condicional: No
- Presentación: Bolsa con 50 electrodos.

