

## Electrodo Punta para electrocirugia

Las puntas electrocauterio o electrodos para electrocauterios de un solo uso ideales para corte, disección y cauterización de tejidos blandos.

### Características

- Gran seguridad y precisión de corte.
- Estéril
- Desechable

Código	Descripción
EKM02-152	Electrodo Punta Plana Larga 15.22cm
EKM02-70GY	Electrodo Punta Plana Corta 70MM (2.75")
ENM02-70	Electrodo Punta Fina Corta 70mm (2.75 Inch)
ENM02-152E	Electrodo Punta Fina Larga



EKM01-70GY



ENM02-70



EKM02-152



ENM02-152E