

Férula Doyle

Características

- Silicona suave de grado médico
- Diseño de vías respiratorias en forma de embudo
- Diseñado para aumentar el flujo de aire
- Diseñado para minimizar el bloqueo
- Diseñado para soportar la estructura comunicación interauricular nasal



La geometría única de las vías respiratorias está diseñada para crear una fuerza gradiente de presión para aumentar el flujo de aire. Permite una mejor respiración nasal y una limpieza más fácil de las secreciones nasales y minimiza el bloqueo. Además, en la punta anterior, cada férula tiene dos indicadores de sutura para facilitar la colocación de sutura a través de la férula y el tabique para evitar el desprendimiento posterior. La lubricidad permite la facilidad de inserción y remoción, y es suave en el tejido nasal delicado.