

## InsufflatOR Tubing Set™

Juego de tubos livianos y de bajo torque que permite la insuflación rápida de la cavidad abdominal para procedimientos laparoscópicos.



THE O.R. COMPANY™  
The smart way to operate

### Características:

- Suministrado con un filtro de 0,1  $\mu$  que soporta altas tasas de flujo de gas.
- Ofrece una eficiencia de filtración del 99,9 %. Al ser el enlace inteligente, evita la contaminación cruzada entre el paciente y el insuflador.
- Con conector luer lock doble
- Estéril.
- Código PF ITF-10



THE O.R. COMPANY™  
The smart way to operate

 (81) 25 55 28 75

 (044) 811 575 2919

 [gerenciaventas@inmeno.com](mailto:gerenciaventas@inmeno.com)

 [www.inmeno.com](http://www.inmeno.com)

Golfo de México # 780 Col. La Fe  
San Nicolás de los Garza  
Nuevo León.