

Manipulador Uterino ElevatOR PRO™

Características:

- Simple, seguro, eficaz.
- Tres tamaños de Copa cervical (32MM, 35mm, 37mm) que permiten un ajuste óptimo del cuello uterino y la identificación de los fornicados vaginales.
- Copas cervicales hechas de EFTE.
- El balón Intrauterino (10cc) estabiliza el elevador uterino PRO™ dentro de la cavidad uterina.
- Anatómico (s-curvado) diseño de contornos ajustados a la anatomía del paciente lo cual ofrece un rango óptimo de movimiento del útero.
- Diseño de doble Copa.
- Mango ergonómico.
- Puerto de inyección.
- No hecho con látex de caucho natural.

