

Placa para electrocirugía

La placa para electrocauterio es indicada para actuar como polvo pasivo de electro cirugía permitiendo que la energía retorne a la consola con el propósito de evitar lesiones en la piel del paciente.

Características

- Espuma de polietileno
- Gel adhesivo conductivo
- Papel siliconado impermeable
- Cable PVC con conector
- Producto estéril

Código	Descripción
C1H-A2	Placa Desechable Adulto con Cable
C1V-P2	Placa Desechable Pediátrica con Cable
C1V-N2	Placa Desechable Neonatal con Cable
NH-A2	Placa Adulto Sin Cable



Placa adulta con cable



Placa adulta sin cable



Placa neonatal



Placa pediátrica