

## Sujetador de Mano y Pies

Los soportes para extremidades se utilizan para sujetar las manos y los pies del paciente sometido a una cirugía. El material del sujetador no irrita la piel. El producto es esterilizado con dióxido de etileno.

### Características

- Esterilizado con Óxido de Etileno.
- Producto para un solo uso.
- Sujetador acolchonado ajustable de medidas
- Con cordones 1.45 cm de largo

 (81) 25 55 28 75

 (044) 811 575 2919

 [gerenciaventas@inmeno.com](mailto:gerenciaventas@inmeno.com)

 [www.inmeno.com](http://www.inmeno.com)

Golfo de México # 780 Col. La Fe  
San Nicolás de los Garza  
Nuevo León.