

Tubo Shepard de Ventilación en T

Características

Referencia	Descripción
VT-0201-01	Tubo Shepard, 1.14mm Lumen, Fluoroplástico Con Cable
VT-0203-01	Tubo Shepard, 1.0mm Lumen, Fluoroplástico Con Cable
VT-0204-01	Tubo Shepard, 1.0mm Lumen, Fluoroplástico, Sin cable

Los tubos de ventilación se insertan en el tímpano durante la operación y permiten que el aire entre y salga del oído. Esto permite equilibrar la presión del aire entre el oído medio y el exterior, y ayuda a que salga el líquido que se acumula detrás del tímpano.



 (81) 25 55 28 75

 (044) 811 575 2919

 gerenciaventas@inmeno.com

 www.inmeno.com

Golfo de México # 780 Col. La Fe
San Nicolás de los Garza
Nuevo León.