

Comprimido

Tapón Nasal Merocel AbsorbENT

Los tapones nasales y sinusales utilizan celdas abiertas tridimensionales que son blandas y flexibles para el tratamiento de la epistaxis. De un solo uso.

Ideal para taponamiento nasal tras cirugías nasales. Se trata de una opción sencilla y económica para evitar el sangrado, y de gran capacidad de absorción.


Características

Los paquetes nasales y sinusales AbsorbENT utilizan tres dimensiones interconectadas Células abiertas que son blandas y flexibles.

- Espuma estéril de alcohol polivinílico (PVA).
- Cuerda adjunta para retención y extracción.
- Suave, sin pelusas ni fibras.
- Compresión suave pero firme de la mucosa nasal.
- Propiedades de absorción rápida. Expansión uniforme y rápida
- De un solo uso.



Anatómico con ducto



Hidratado

Referencia	Descripción
RH-7401	Tapón Nasal Tipo Meroceel 4.5cm x 1.5cm x 2.0cm
RH-2315	Tapón Nasal Tipo Meroceel 5.5 x 2.5 x 1.5cm
RH-7405	Tapón Nasal Tipo Meroceel 8.0 x 2.0 x 1.5cm

 (81) 25 55 28 75

 (044) 811 575 2919

 gerenciaventas@inmeno.com

 www.inmeno.com

Golfo de México # 780 Col. La Fe
San Nicolás de los Garza
Nuevo León.